

E 350
Voziček
za optimalno namestitvev steklovine z ozkim vratom



- S 33 injektorskimi šobami

EAN: 4002511116184 / Številka materiala: 03809490 /
Številka starega materiala: 69535001D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Voziček za steklenice z ozkim vratom	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Kapaciteta	
Steklenice z ozkim vratom [število]	33
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	160
Zunanja mera, neto širina v mm	530
Zunanja mera, neto globina v mm	517
Zunanja mera, bruto višina v mm	180
Zunanja mera, bruto širina v mm	535
Zunanja mera, bruto globina v mm	560
Neto teža v kg	6,60
Bruto teža v kg	7,81
Priloženo	
E 351 injektorska šoba Ø 4 mm, dolžina 160 mm [število]	15
E 352 injektorska šoba Ø 6 mm, dolžina 220 mm [število]	18
E 353 držalo za injektorsko šobo E 351 [število]	15
E 354 držalo za injektorsko šobo E 352 [število]	18
Šoba za izpiranje naprave za doziranje praškastih sredstev [število]	1