

E 351

Injektorska šoba

za optimalno čiščenje predmetov, velikost 4 x 160 mm



- Primeren za uporabo v injektorskem vozičku
- Možna kombinacija s držalom E 353
- Ø 4 x 160 mm, z navojem

EAN: 4002511117075 / Številka materiala: 03809500 /
Številka starega materiala: 69735101D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Injektorska šoba	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	160
Zunanja mera, neto širina v mm	4
Zunanja mera, neto globina v mm	4
Zunanja mera, bruto višina v mm	12
Zunanja mera, bruto širina v mm	80
Zunanja mera, bruto globina v mm	120
Premer v mm	4
Neto teža v kg	0,01
Bruto teža v kg	0,02