

E 353

Držalo

z nastavljivo višino, za optimalen položaj laboratorijske steklovine na šobah



- Primerno za injektorsko šobo E 351
- Držalo z nastavljivo višino
- Primerna npr. za steklenice, erlenmajerice in bučke

EAN: 4002511117099 / Številka materiala: 03809530 /
Številka starega materiala: 69735301D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Druga oprema	•
Lastnosti izdelka	
Material	Žica, plastificirana, Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo, Bela
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	100
Zunanja mera, neto širina v mm	45
Zunanja mera, neto globina v mm	160
Zunanja mera, bruto višina v mm	120
Zunanja mera, bruto širina v mm	80
Zunanja mera, bruto globina v mm	100
Neto teža v kg	0,03
Bruto teža v kg	0,04