

E 355
Voziček
za optimalno namestitev steklovine z ozkim vratom



- Opremljen s 16 injektorskimi šobami
- Polovica za namestitev drugih vložkov

EAN: 4002511116191 / Številka materiala: 03809560 /
Številka starega materiala: 69535501D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Voziček za steklenice z ozkim vratom	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Kapaciteta	
Steklenice z ozkim vratom [število]	16
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	502
Zunanja mera, neto širina v mm	535
Zunanja mera, neto globina v mm	517
Zunanja mera, bruto višina v mm	545
Zunanja mera, bruto širina v mm	160
Zunanja mera, bruto globina v mm	530
Neto teža v kg	5,80
Bruto teža v kg	6,40
Priloženo	
E 351 injektorska šoba Ø 4 mm, dolžina 160 mm [število]	7
E 352 injektorska šoba Ø 6 mm, dolžina 220 mm [število]	9
E 353 držalo za injektorsko šobo E 351 [število]	7
E 354 držalo za injektorsko šobo E 352 [število]	9
Šoba za izpiranje naprave za doziranje praškastih sredstev [število]	1