

E 362
Slepi vijak
za zaprtje spojnk na nosilcih za vlaganje



- Navoj M 8 x 1

EAN: 4002511117136 / Številka materiala: 03809630 /
Številka starega materiala: 69736201D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Druga oprema	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava oftalmološkega instrumentarija	•
Priprava robotskega instrumentarija	•
Priprava kirurških instrumentov	•
Priprava votlih instrumentov	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	14
Zunanja mera, neto širina v mm	10
Zunanja mera, neto globina v mm	10
Zunanja mera, bruto višina v mm	120
Zunanja mera, bruto širina v mm	120
Zunanja mera, bruto globina v mm	170
Premer v mm	10
Neto teža v kg	0,00
Bruto teža v kg	0,01

E 362

Slepi vijak

za zaprtje spojke na nosilcih za vlaganje