

E 367

Voziček

za optimalno namestitev intubacijskega materiala



- 20 šob Ø 2,5 x 30 mm, 25 šob Ø 4,0 x 30 mm (5 priloženih posebej)
- 40 zadrževalnih vzmeti za šobe
- Opremljen s priključkom za sušenje z vročim zrakom
- Nosilec za ML/2 za prepoznavanje vozičkov/kontrolo pršilnih ročic

EAN: 4002511116337 / Številka materiala: 03809710 /
Številka starega materiala: 69536701D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Voziček za anestezijski instrumentarij	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava anestezijskega instrumentarija	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	502
Zunanja mera, neto širina v mm	535
Zunanja mera, neto globina v mm	515
Zunanja mera, bruto višina v mm	490
Zunanja mera, bruto širina v mm	540
Zunanja mera, bruto globina v mm	550
Neto teža v kg	6,20
Bruto teža v kg	10,00