

E 373

Vložek

za optimalno namestitvev ORL-instrumentarija



- Gostota zank na dnu 3 mm, stranice 1,7 mm, pokrov 3 mm
- Opremljen z 28 pokončnimi zatiči
- Opremljen z 2 vrtljivima nosilnima ročajema
- Možna uporaba v zgornji in spodnji košari

EAN: 4002511116405 / Številka materiala: 03809790 /
Številka starega materiala: 69537301D

| | |
|--|-----------------|
| Pripadnost izdelku | |
| Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo | • |
| Pripadnost aparatu | |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8534 | • |
| Kategorija izdelkov | |
| Vložek za ORL-instrumentarij | • |
| Lastnosti izdelka | |
| Material | Plemenito jeklo |
| Barva | Plemenito jeklo |
| Področje uporabe | |
| Priprava ORL-instrumentarija | • |
| Standardni električni priključek | |
| Število faz | 0 |
| Napetost v V | 0 |
| Frekvenca v Hz | 0 |
| Skupna priključna moč v kW | 0,00 |
| Zaščita v A | 0 |
| Mere in masa | |
| Zunanja mera, neto višina v mm | 55 |
| Zunanja mera, neto širina v mm | 150 |
| Zunanja mera, neto globina v mm | 225 |
| Zunanja mera, bruto višina v mm | 80 |
| Zunanja mera, bruto širina v mm | 170 |
| Zunanja mera, bruto globina v mm | 240 |
| Neto teža v kg | 0,66 |
| Bruto teža v kg | 0,77 |