

E 374

Vložek

za optimalno namestitvev ORL-instrumentarija, npr. inhalacijskih priključkov



- 24 predelkov pribl. 45 x 45 mm, 27 predelkov pribl. 12 x 12 mm
- Gostota zank na dnu: 1,7 mm
- Možna uporaba v zgornji in spodnji košari

EAN: 4002511116412 / Številka materiala: 03809800 /
Številka starega materiala: 69537401D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Vložek za ORL-instrumentarij	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Število predelkov	51
Področje uporabe	
Priprava ORL-instrumentarija	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	63
Zunanja mera, neto širina v mm	173
Zunanja mera, neto globina v mm	445
Zunanja mera, bruto višina v mm	75
Zunanja mera, bruto širina v mm	190
Zunanja mera, bruto globina v mm	460
Neto teža v kg	1,20
Bruto teža v kg	1,20