

E 381

Voziček

za optimalno namestitvev intubacijskega materiala



- 20 šob Ø 4,0 x 30 mm, 5 šob Ø 2,5 x 30 mm, priloženih posebej
- 6 x E 466 injektorska šoba za dihalno vrečko, Ø 8,0 x 333 mm
- 2 x E 431 injektorska šoba za meh, Ø 8,0 x 193 mm
- Opremljen s priključkom za sušenje z vročim zrakom
- Nosilec za ML/2 za prepoznavanje vozičkov/kontrolo pršilnih ročic

EAN: 4002511116474 / Številka materiala: 03809890 /  
Številka starega materiala: 69538101D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Voziček za anestezijski instrumentarij	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava anestezijskega instrumentarija	•
<b>Standardni električni priključek</b>	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	502
Zunanja mera, neto širina v mm	535
Zunanja mera, neto globina v mm	515
Zunanja mera, bruto višina v mm	540
Zunanja mera, bruto širina v mm	530
Zunanja mera, bruto globina v mm	500
Neto teža v kg	6,80
Bruto teža v kg	8,70