

E 406

Voziček

za optimalno namestitvev do 116 pipet



- Primeren za 116 pipet do 450 mm
- Velikost površine 16 x 16 mm
- Skupaj z zadrževalnim okvirjem v višini 150 mm
- Brez nosilca za magnetno letev za avtomat. prepoznavanje vozičkov

EAN: 4002511116665 / Številka materiala: 03810110 /
Številka starega materiala: 69540601D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Voziček za pipete	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Področje uporabe	
Priprava pipet/vial	•
Kapaciteta	
Pipete [število]	116
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	502
Zunanja mera, neto širina v mm	535
Zunanja mera, neto globina v mm	517
Zunanja mera, bruto višina v mm	500
Zunanja mera, bruto širina v mm	540
Zunanja mera, bruto globina v mm	530
Neto teža v kg	4,90
Bruto teža v kg	6,90