

E 414

Voziček

za optimalno namestitvev steklovine z ozkim vratom



- Opremljen s 37 injektorskimi šobami
- Opremljen s priključkom za sušenje z vročim zrakom
- Nosilec za ML/2 za prepoznavanje vozičkov/kontrolo pršilnih ročic

EAN: 4002511116733 / Številka materiala: 03810190 /
Številka starega materiala: 69541401D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Voziček s priključkom za sušenje z vročim zrakom	•
Voziček za steklenice z ozkim vratom	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Kapaciteta	
Steklenice z ozkim vratom [število]	37
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	502
Zunanja mera, neto širina v mm	535
Zunanja mera, neto globina v mm	517
Zunanja mera, bruto višina v mm	160
Zunanja mera, bruto širina v mm	540
Zunanja mera, bruto globina v mm	545
Neto teža v kg	6,10
Bruto teža v kg	7,10
Priloženo	
ID 90, injektorska šoba Ø 2,5 mm, dolžina 90 mm [število]	4
ID 110, injektorska šoba Ø 2,5 mm, dolžina 110 mm [število]	3
ID 140, injektorska šoba Ø 4 mm, dolžina 140 mm [število]	5
ID 160, injektorska šoba Ø 4 mm, dolžina 160 mm [število]	5
ID 180, injektorska šoba Ø 4 mm, dolžina 180 mm [število]	5
ID 200, injektorska šoba Ø 6 mm, dolžina 200 mm [število]	5
ID 220, injektorska šoba Ø 6 mm, dolžina 220 mm [število]	5
ID 220, injektorska šoba Ø 6 mm, dolžina 240 mm [število]	5
Šoba za izpiranje naprave za doziranje praškastih sredstev [število]	1