


A 13
Pokrov
za fiksiranje občutljivih predmetov



- Pokrov iz plemenitega jekla
- 1 mm žična mreža, gostota zank 8 mm, okvir 4 mm

EAN: 4002511117204 / Številka materiala: 03810200 /
Številka starega materiala: 69745001D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija izdelkov	
Pokrov	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0-0
Frekvenca v Hz	0-0
Skupna priključna moč v kW	0,00-0,00
Zaščita v A	0-0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	20
Zunanja mera, neto širina v mm	200
Zunanja mera, neto globina v mm	320
Zunanja mera, bruto višina v mm	20
Zunanja mera, bruto širina v mm	220
Zunanja mera, bruto globina v mm	300
Neto teža v kg	0,14
Bruto teža v kg	0,25