


UTS

Zabojček za pripomočke
za idealno čiščenje drobnih delov



- Opremljen s pokrovom
- 3 predelkov velikosti ?? x ??

EAN: 4002511117143 / Številka materiala: 03810260 /
Številka starega materiala: 69741001D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Drug vložek	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Število predelkov	3
Področje uporabe	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava kirurških instrumentov	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	93
Zunanja mera, neto širina v mm	102
Zunanja mera, neto globina v mm	350
Zunanja mera, bruto višina v mm	110
Zunanja mera, bruto širina v mm	400
Zunanja mera, bruto globina v mm	605
Neto teža v kg	0,75
Bruto teža v kg	1,00