

ID 90

Injektorska šoba

s plastičnim nastavkom, Ø 3 mm, dolžina 90 mm



- Primeren za običajne injektorske košare in vozičke
- Primerna npr. za merilne valje, merilne bučke in epruvete

EAN: 4002511116962 / Številka materiala: 03810320 /
Številka starega materiala: 69709001D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategorija izdelkov	
Injektorska šoba	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	32
Zunanja mera, neto širina v mm	32
Zunanja mera, neto globina v mm	90
Zunanja mera, bruto višina v mm	32
Zunanja mera, bruto širina v mm	80
Zunanja mera, bruto globina v mm	100
Premer v mm	3
Neto teža v kg	0,00
Bruto teža v kg	0,01