


E 118

Vložek

za optimalno namestitvev petrijevok



- Primeren za 38 petrijevok s \varnothing 100 mm
- Opremljen z 38 držali, višina 70 mm, razdalja pribl. 26 mm
- Možna uporaba v zgornji košari

EAN: 4002511115767 / Številka materiala: 03830270 /
Številka starega materiala: 69511801D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za petrijevke	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Kapaciteta	
Petrijevke [število]	38
Standardni elektr. priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	120
Zunanja mera, neto širina v mm	460
Zunanja mera, neto globina v mm	445
Zunanja mera, bruto višina v mm	160
Zunanja mera, bruto širina v mm	480
Zunanja mera, bruto globina v mm	480
Neto teža v kg	1,54
Bruto teža v kg	1,90