


E 136

Vložek

za optimalno namestitvev 56 petrijevkv



- Primeren za 56 petrijevkv s  $\varnothing$  100 mm
- Opremljen s 56 držali z višino 70 mm mm, razdalja pribl. 26 mm mm
- Možna uporaba v spodnji košari

EAN: 4002511115941 / Številka materiala: 03830280 /  
Številka starega materiala: 69513601D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za petrijevke	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Razmik med prečkami v mm	26
Višina prečke v mm	70
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Kapaciteta	
Petrijevke [število]	56
Standardni elektr. priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	485
Zunanja mera, neto širina v mm	145
Zunanja mera, neto globina v mm	445
Zunanja mera, bruto višina v mm	150
Zunanja mera, bruto širina v mm	450
Zunanja mera, bruto globina v mm	535
Neto teža v kg	2,10
Bruto teža v kg	2,50