

E 142

Vložek

za namestitev različnih instrumentarijev



- 1 mm žična mreža, gostota zank 5 mm, okvir 5 mm
- Opremljen z 2 vrtljivima nosilnima ročajema
- Maks. obremenitev 10 kg

EAN: 4002511115972 / Številka materiala: 03830300 /
Številka starega materiala: 69514201D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Mrežasti pladenj	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Priprava GIN-instrumentarija	•
Priprava ORL-instrumentarija	•
Priprava kirurških instrumentov	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	55
Zunanja mera, neto širina v mm	255
Zunanja mera, neto globina v mm	480
Zunanja mera, bruto višina v mm	75
Zunanja mera, bruto širina v mm	280
Zunanja mera, bruto globina v mm	515
Neto teža v kg	0,70
Bruto teža v kg	0,86