


A 2
Krovna mreža
za fiksiranje občutljivih predmetov



- Primerno za polovične vložke
- Plastificiran kovinski okvir, z vpeto plastično mrežo
- Velikost: 216 x 456 mm

EAN: 4002511115590 / Številka materiala: 03830460 /
Številka starega materiala: 69500201D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija izdelkov	
Pokrov	•
Lastnosti izdelka	
Material	Žica, plastificirana, Plastika
Barva	Zelena, Bela, Črna
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Priprava različnih pripomočkov	•
Standardni elektr. priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	0
Zunanja mera, neto širina v mm	216
Zunanja mera, neto globina v mm	456
Zunanja mera, bruto višina v mm	20
Zunanja mera, bruto širina v mm	230
Zunanja mera, bruto globina v mm	465
Neto teža v kg	0,38
Bruto teža v kg	0,48