

AK 12
Vložek
za namestitvev različnih pripomočkov



- primeren za npr. črpalke za materino mleko, čaše in lije

EAN: 4002511115620 / Številka materiala: 03830510 /
Številka starega materiala: 69501201D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za čaše	•
Vložek/modul za steklenice s širokim vratom	•
Drug vložek	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Priprava različnih pripomočkov	•
Standardni elektr. priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	122
Zunanja mera, neto širina v mm	224
Zunanja mera, neto globina v mm	434
Zunanja mera, bruto višina v mm	123
Zunanja mera, bruto širina v mm	315
Zunanja mera, bruto globina v mm	505
Neto teža v kg	0,74
Bruto teža v kg	1,06