

E 416

Vložek

za optimalno namestitvev 6 eno- in dvodelnih spekulumov



- Primeren za namestitvev 6 eno- in dvodelnih spekulumov
- 7 držal v razdalji 40 mm
- Uporaba v zgornji (samo z enodelnimi spekulumi) in spodnji košari

EAN: 4002511803824 / Številka materiala: 03888650 /
Številka starega materiala: 69541601D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Kategorija izdelkov	
Vložek za ginekološki instrumentarij	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava GIN-instrumentarija	•
Kapaciteta	
GIN-spekulumi [število]	6
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	157
Zunanja mera, neto širina v mm	178
Zunanja mera, neto globina v mm	279
Zunanja mera, bruto višina v mm	210
Zunanja mera, bruto širina v mm	200
Zunanja mera, bruto globina v mm	365
Neto teža v kg	0,69
Bruto teža v kg	0,97