

MT

Transportni voziček
za polnjenje in praznjenje pomivalno-dezinfekcijskih strojev



- Za skladiščenje in transport košar in vložkov
- Razdeljen na 4 nivoje, ki so nastavljivi za 102,5 mm
- Na 4 kolescih z možnostjo fiksiranja
- Mere vlaganja 549 x 599 mm

EAN: 4002511820005 / Številka materiala: 03893140 /
Številka starega materiala: 69200102D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Sistem za shranjevanje/transport	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	1985
Zunanja mera, neto širina v mm	662
Zunanja mera, neto globina v mm	616
Zunanja mera, bruto višina v mm	2030
Zunanja mera, bruto širina v mm	680
Zunanja mera, bruto globina v mm	680
Neto teža v kg	23,00
Bruto teža v kg	29,00