


A 14
Pokrov
za fiksiranje občutljivih predmetov



- Pokrov iz plemenitega jekla
- Odprtina 7 x 7 mm, prečka 3 mm

EAN: 4002511860995 / Številka materiala: 03981970 /
Številka starega materiala: 69745002D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Kategorija izdelkov	
Pokrov	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Priprava različnih pripomočkov	•
Standardni elektr. priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	20
Zunanja mera, neto širina v mm	210
Zunanja mera, neto globina v mm	210
Zunanja mera, bruto višina v mm	30
Zunanja mera, bruto širina v mm	240
Zunanja mera, bruto globina v mm	250
Neto teža v kg	0,20
Bruto teža v kg	0,29