


A 16
Pokrov
za fiksiranje občutljivih predmetov



- 1 mm žična mreža, gostota zank 5 mm, okvir 4 mm

EAN: 4002511860971 / Številka materiala: 03981990 /
Številka starega materiala: 69745004D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Pokrov	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	19
Zunanja mera, neto širina v mm	230
Zunanja mera, neto globina v mm	215
Zunanja mera, bruto višina v mm	40
Zunanja mera, bruto širina v mm	250
Zunanja mera, bruto globina v mm	255
Neto teža v kg	0,15
Bruto teža v kg	0,30