

E 442

Pomivalna cevka

za optimalno čiščenje MIC-instrumentarija



- Primerna za MIC-instrumentarij s \varnothing 4–8 mm, z navojem
- Dolžina 121 mm mm, \varnothing 6 mm mm
- Kapica, odprtina \varnothing 6 mm
- Pritrdilna objemka (mat. št. 4174850)

EAN: 4002511908208 / Številka materiala: 04203830 /
Številka starega materiala: 69744201D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Pomivalna cevka	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Področje uporabe	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava votlih instrumentov	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	121
Zunanja mera, neto širina v mm	0
Zunanja mera, neto globina v mm	0
Zunanja mera, bruto višina v mm	12
Zunanja mera, bruto širina v mm	80
Zunanja mera, bruto globina v mm	120
Premer v mm	6
Neto teža v kg	0,03
Bruto teža v kg	0,03