

E 448

Silikonska cev

za optimalno čiščenje različnega instrumentarija



- Adapter Luer-Lock, moški
- Dolžina 300 mm mm, Ø 10 mm mm
- Šoba za izpiranje, navoj 8 x 1 mm

EAN: 4002511908475 / Številka materiala: 04203880 /
Številka starega materiala: 69744801D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Druga oprema	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Prozorna
Področje uporabe	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava oftalmološkega instrumentarija	•
Priprava votlih instrumentov	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	300
Zunanja mera, neto širina v mm	8
Zunanja mera, neto globina v mm	8
Zunanja mera, bruto višina v mm	10
Zunanja mera, bruto širina v mm	170
Zunanja mera, bruto globina v mm	125
Premer v mm	10
Neto teža v kg	0,02
Bruto teža v kg	0,02