

E 451

Mrežasti pladenj
za optimalno namestitvev različnega instrumentarija



- Mrežasti pladenj s pokrovom za drobne dele
- Žična mreža: dno 1 mm, stranice 0,8 mm, pokrov 1 mm
- Gostota zank: dno 3 mm, stranice 1,7 mm, pokrov 3 mm

EAN: 4002511908154 / Številka materiala: 04203910 /
Številka starega materiala: 69545101D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Mrežasti pladenj	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava anestezijskega instrumentarija	•
Priprava MIC-instrumentarija	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	55
Zunanja mera, neto širina v mm	160
Zunanja mera, neto globina v mm	240
Zunanja mera, bruto višina v mm	75
Zunanja mera, bruto širina v mm	165
Zunanja mera, bruto globina v mm	245
Neto teža v kg	0,79
Bruto teža v kg	0,85