

E 452

Injektorska šoba

za optimalno čiščenje različnih predmetov



- Primerna za injektorski voziček, z navojem

EAN: 4002511908499 / Številka materiala: 04203920 /  
Številka starega materiala: 69745201D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Injektorska šoba	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava votlih instrumentov	•
<b>Kapaciteta</b>	
Votli instrumenti [število]	1
<b>Standardni električni priključek</b>	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	0
Zunanja mera, neto širina v mm	0
Zunanja mera, neto globina v mm	60
Zunanja mera, bruto višina v mm	12
Zunanja mera, bruto širina v mm	80
Zunanja mera, bruto globina v mm	120
Neto teža v kg	0,00
Bruto teža v kg	0,01