

E 457

Vložek

za optimalno namestitvev razstavljivega MIC-instrumentarija



- Primeren za npr. 12 ročajev in delovnih vložkov
- Dno iz žične mreže z gostoto zank 3 mm, stranice zaprte
- Privarjeno držalo za 8–12 ročajev, razdelitev spremenljiva
- Opremljen s 3 prečkami za vlaganje in fiksiranje

EAN: 4002512067331 / Številka materiala: 04618030 / Številka starega materiala: 69545702D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za MIC-instrumentarij	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Področje uporabe	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Standardni elektr. priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	192
Zunanja mera, neto širina v mm	490
Zunanja mera, neto globina v mm	62
Zunanja mera, bruto višina v mm	120
Zunanja mera, bruto širina v mm	320
Zunanja mera, bruto globina v mm	540
Neto teža v kg	1,75
Bruto teža v kg	2,02