

E 460
Vložek
za optimalno namestitvev različnega MIC-instrumentarija



- Primeren za toge optične instrumente različnih dolžin
- Gostota zank na dnu 8 x 1 mm, stranice/pokrov 7 x 7 x 3 mm
- Opremljen s 3 držali za namestitvev 2 togih optičnih instrumentov

EAN: 4002512183383 / Številka materiala: 04861390 /
Številka starega materiala: 69546001D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za MIC-instrumentarij	•
Drug vložek	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	53
Zunanja mera, neto širina v mm	100
Zunanja mera, neto globina v mm	430
Zunanja mera, bruto višina v mm	95
Zunanja mera, bruto širina v mm	170
Zunanja mera, bruto globina v mm	550
Neto teža v kg	0,71
Bruto teža v kg	0,94