

E 466

Injektorska šoba

za optimalno namestitvev dihalnih vrečk 8 x 333 mm



EAN: 4002512223744 / Številka materiala: 04966620 /  
Številka starega materiala: 69746601D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Druga oprema	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava anestezijskega instrumentarija	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	0
Zunanja mera, neto širina v mm	0
Zunanja mera, neto globina v mm	333
Zunanja mera, bruto višina v mm	140
Zunanja mera, bruto širina v mm	260
Zunanja mera, bruto globina v mm	150
Premer v mm	8
Neto teža v kg	0,85
Bruto teža v kg	1,00