

DGGL 1

Posoda za kuhanje v pari, perforirana
za vse parne pečice DG, razen DG 7000.

EAN: 4002512309219 / Številka materiala: 05001370 /
Številka starega materiala: 22996084D



- Za kuhanje zelenjave, rib, mesa in krompirja brez tekočin
- Popolno za odtajevanje zamrznjenih živil
- Kapaciteta: 1,5 l, uporabna prostornina: 0,9 l
- Zunanje mere Š x G x V: 325 x 176 x 40 mm
- Profesionalna oprema iz evropske proizvodnje