

DGG 2

Posoda za kuhanje v pari, neperforirana
za vse parne pečice DG, razen DG 7000.

EAN: 4002512309226 / Številka materiala: 05001390 /
Številka starega materiala: 22996085D



- za pripravo jedi v omakah, vodi in drugih tekočinah
- npr. testenine, riž, juhe in narastki
- Kapaciteta: 2,5 l, uporabna prostornina: 2,0 l
- Zunanje mere Š x G x V: 325 x 176 x 60 mm
- Profesionalna oprema iz evropske proizvodnje