

E 467

Pomivalna cevka

za MIC-instrumente/klešče s sponko, dolžina 205 mm, Ø 11 mm



EAN: 4002512274340 / Številka materiala: 05039640 /
Številka starega materiala: 69546701D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Pomivalna cevka	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Področje uporabe	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava votlih instrumentov	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	205
Zunanja mera, neto širina v mm	0
Zunanja mera, neto globina v mm	0
Zunanja mera, bruto višina v mm	60
Zunanja mera, bruto širina v mm	250
Zunanja mera, bruto globina v mm	180
Premer v mm	11
Neto teža v kg	0,02
Bruto teža v kg	0,02