

E 468

Vložek

za optimalno namestitvev različnih pripomočkov



- Iz varjene mreže/plemenitega jekla s pokrovom in razdelitvijo
- Gostota zank 5 x 5 x 1 mm

EAN: 4002512277280 / Številka materiala: 05043640 /
Številka starega materiala: 69546801D

Pripadnost izdelku	
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Mrežasti pladenj	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava anestezijskega instrumentarija	•
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava kirurških instrumentov	•
Standardni elektr. priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	76
Zunanja mera, neto širina v mm	170
Zunanja mera, neto globina v mm	250
Zunanja mera, bruto višina v mm	100
Zunanja mera, bruto širina v mm	205
Zunanja mera, bruto globina v mm	315
Neto teža v kg	0,67
Bruto teža v kg	0,82