

E 484

Vložek

za namestitev različnih pripomočkov



- Žična mreža 1,4 mm, gostota zank 8 mm
- Možnost opreme z držali: E 485, E 486, E 487, E 488, E 489

EAN: 4002512398718 / Številka materiala: 05109190 /  
Številka starega materiala: 69548401D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Vložek za ledvičke/sklede	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava OP-čevljev	•
Priprava skled	•
Priprava ledvičk	•
Priprava kirurških instrumentov	•
Priprava različnih pripomočkov	•
Kapaciteta	
OP-čevlji [število]	16
Sklede [število]	4
Ledvičke [število]	9
Dihalne maske [število]	9
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	150
Zunanja mera, neto širina v mm	470
Zunanja mera, neto globina v mm	480
Zunanja mera, bruto višina v mm	560
Zunanja mera, bruto širina v mm	180
Zunanja mera, bruto globina v mm	540
Neto teža v kg	2,97
Bruto teža v kg	3,78