

E 485  
Držalo  
za optimalno namestitev 3 ledvičk



EAN: 4002512398725 / Številka materiala: 05109210 /  
Številka starega materiala: 69548501D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Vložek za ledvičke/sklede	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava ledvičk	•
<b>Kapaciteta</b>	
Ledvičke [število]	3
<b>Standardni električni priključek</b>	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	195
Zunanja mera, neto širina v mm	80
Zunanja mera, neto globina v mm	464
Zunanja mera, bruto višina v mm	70
Zunanja mera, bruto širina v mm	280
Zunanja mera, bruto globina v mm	505
Neto teža v kg	0,41
Bruto teža v kg	0,56