


E 487

Držalo

za optimalno namestitvev 4 OP-čevljev do višine 280 mm



EAN: 4002512398749 / Številka materiala: 05109250 /
Številka starega materiala: 69548701D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Vložek za OP-čevlje	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava OP-čevljev	•
Kapaciteta	
OP-čevlji [število]	4
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	280
Zunanja mera, neto širina v mm	464
Zunanja mera, neto globina v mm	10
Zunanja mera, bruto višina v mm	470
Zunanja mera, bruto širina v mm	470
Zunanja mera, bruto globina v mm	25
Neto teža v kg	0,37
Bruto teža v kg	0,52