


E 488

Držalo

za optimalno namestitvev dihalnih mask



- Primeren za 3 dihalnih mask

EAN: 4002512398756 / Številka materiala: 05109260 /
Številka starega materiala: 69548801D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Drug vložek	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava različnih pripomočkov	•
Kapaciteta	
Dihalne maske [število]	3
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	31
Zunanja mera, neto širina v mm	240
Zunanja mera, neto globina v mm	210
Zunanja mera, bruto višina v mm	75
Zunanja mera, bruto širina v mm	280
Zunanja mera, bruto globina v mm	510
Neto teža v kg	0,27
Bruto teža v kg	0,39