

E 496  
 Injektorska šoba  
 s sponko za intubacijski material



EAN: 4002512365970 / Številka materiala: 05235490 /  
 Številka starega materiala: 69749601D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Kategorija izdelkov	
Injektorska šoba	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Področje uporabe	
Priprava anestezijskega instrumentarija	•
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava votlih instrumentov	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	120
Zunanja mera, neto širina v mm	0
Zunanja mera, neto globina v mm	0
Zunanja mera, bruto višina v mm	120
Zunanja mera, bruto širina v mm	30
Zunanja mera, bruto globina v mm	30
Premer v mm	4
Neto teža v kg	0,75
Bruto teža v kg	0,90