

AUF 2

Nastavek

za optimalno pripravo nasadnih instrumentov v zgornji košari O 801/2



- Vsebuje: tesnilo, navojna puša, sponka
- Spodnji del nastavka, zgornji del nastavka, 5 filtrskih plošč

EAN: 4002512427524 / Številka materiala: 05282470 / Številka starega materiala: 68551701D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Termodezinfektorji	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Nastavek	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava zobozdravniškega instrumentarija	•
<b>Standardni električni priključek</b>	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	0
Zunanja mera, neto širina v mm	0
Zunanja mera, neto globina v mm	0
Zunanja mera, bruto višina v mm	118
Zunanja mera, bruto širina v mm	122
Zunanja mera, bruto globina v mm	305
Neto teža v kg	0,21
Bruto teža v kg	0,26
<b>Priloženo</b>	
FP filtrska plošča	•