


E 489

Univerzalno držalo

za namestitev različnih predmetov, npr. vložkov za OP-čevlje



EAN: 4002512431835 / Številka materiala: 05337120 /
Številka starega materiala: 69548901D

| Pripadnost izdelku | |
|--|-----------------|
| Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo | • |
| Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo | • |
| Pripadnost aparatu | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Kategorija izdelkov | |
| Vložek za OP-čevlje | • |
| Lastnosti izdelka | |
| Material | Plemenito jeklo |
| Barva | Plemenito jeklo |
| Področje uporabe | |
| Priprava OP-čevljev | • |
| Standardni električni priključek | |
| Število faz | 0 |
| Napetost v V | 0 |
| Frekvenca v Hz | 0 |
| Skupna priključna moč v kW | 0,00 |
| Zaščita v A | 0 |
| Mere in masa | |
| Zunanja mera, neto višina v mm | 60 |
| Zunanja mera, neto širina v mm | 464 |
| Zunanja mera, neto globina v mm | 10 |
| Zunanja mera, bruto višina v mm | 35 |
| Zunanja mera, bruto širina v mm | 130 |
| Zunanja mera, bruto globina v mm | 470 |
| Neto teža v kg | 0,12 |
| Bruto teža v kg | 0,23 |