

DGGL 4

Posoda za kuhanje v pari, perforirana
za vse parne pečice DG, razen DG 7000.

EAN: 4002512445009 / Številka materiala: 05379570 /
Številka starega materiala: 22996087D



- Za kuhanje zelenjave, rib, mesa in krompirja brez tekočin
- Popolno za odtajevanje zamrznjenih živil
- Kapaciteta: 4,0 l, uporabna prostornina: 3,1 l
- Zunanje mere Š x G x V: 325 x 265 x 60 mm
- Profesionalna oprema iz evropske proizvodnje