


E 744

Modul

za optimalno namestitvev steklovine z ozkim vratom in volumnom 500–1000 ml



- S 16 šobami (E 352) 6 x 220 mm z držali (E 354)

EAN: 4002512591171 / Številka materiala: 05555260 /
Številka starega materiala: 69574401D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
G 7826	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za steklenice z ozkim vratom	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Kapaciteta	
Steklenice z ozkim vratom [število]	16
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	250
Zunanja mera, neto širina v mm	492
Zunanja mera, neto globina v mm	496
Zunanja mera, bruto višina v mm	170
Zunanja mera, bruto širina v mm	560
Zunanja mera, bruto globina v mm	530
Neto teža v kg	9,70
Bruto teža v kg	10,00