

E 469

Pomivalna cevka

za optimalno namestitvev MIC-instrumentov s področja urologije, D 300 mm, Ø 11 mm



- Kapica, odprtina Ø 6 mm
- S pritrdilno objemko

EAN: 4002512598446 / Številka materiala: 05563950 /
Številka starega materiala: 69546901D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Pomivalna cevka	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Področje uporabe	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava votlih instrumentov	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	300
Zunanja mera, neto širina v mm	0
Zunanja mera, neto globina v mm	0
Zunanja mera, bruto višina v mm	145
Zunanja mera, bruto širina v mm	265
Zunanja mera, bruto globina v mm	155
Premer v mm	6
Neto teža v kg	0,05
Bruto teža v kg	0,05