


E 523

Vložek

za optimalno namestitvev 6 mrežastih pladnjev



- Opremljen s 7 držali (6 predelkov), V 145, razdalja 50 mm

EAN: 4002513199116 / Številka materiala: 05649700 /
Številka starega materiala: 69552301D

Pripadnost izdelku	
Termodezinfektorji	•
Pripadnost aparatu	
PG 8581	•
PG 8591	•
Kategorija izdelkov	
Vložek za pladnje	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Število predelkov	6
Področje uporabe	
Priprava zobozdravniškega instrumentarija	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	151
Zunanja mera, neto širina v mm	220
Zunanja mera, neto globina v mm	450
Zunanja mera, bruto višina v mm	195
Zunanja mera, bruto širina v mm	240
Zunanja mera, bruto globina v mm	495
Neto teža v kg	1,40
Bruto teža v kg	1,65