

E 477

## Nastavki za mikro instrumentarij



- Uporabni v mrežastih pladnjih z gostoto zank 5 mm
- 20 kosov na vrečko

EAN: 4002513239119 / Številka materiala: 05692390 /  
Številka starega materiala: 69747701D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Druga oprema	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plastika
Barva	Siva
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava oftalmološkega instrumentarija	•
<b>Standardni električni priključek</b>	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	0
Zunanja mera, neto širina v mm	0
Zunanja mera, neto globina v mm	0
Zunanja mera, bruto višina v mm	12
Zunanja mera, bruto širina v mm	80
Zunanja mera, bruto globina v mm	120
Neto teža v kg	0,03
Bruto teža v kg	0,04