

E 476

Nastavek

za mikro instrumentarij s premerom 4–8 mm



- Uporabni v mrežastih pladnjih z gostoto zank 5 mm
- 50 kosov na vrečko

EAN: 4002513239454 / Številka materiala: 05692400 /
Številka starega materiala: 69747601D

Pripadnost izdelku	
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Kategorija izdelkov	
Nastavek	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plastika
Barva	Siva
Področje uporabe	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava oftalmološkega instrumentarija	•
Priprava zobozdravniškega instrumentarija	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	0
Zunanja mera, neto širina v mm	0
Zunanja mera, neto globina v mm	0
Zunanja mera, bruto višina v mm	12
Zunanja mera, bruto širina v mm	80
Zunanja mera, bruto globina v mm	120
Neto teža v kg	0,07
Bruto teža v kg	0,08