


E 470

Injektorska šoba

za uporabo v injektorskih vozičkih, Ø 2,5 x 90 mm



- Primerna za injektorski voziček, z navojem
- Primerna npr. za steklenice, erlenmajerice in bučke

EAN: 4002513248814 / Številka materiala: 05701580 /
Številka starega materiala: 69547001D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategorija izdelkov	
Injektorska šoba	•
Lastnosti izdelka	
Material	Žica, plastificirana, Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo, Bela
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	90
Zunanja mera, neto širina v mm	3
Zunanja mera, neto globina v mm	3
Zunanja mera, bruto višina v mm	12
Zunanja mera, bruto širina v mm	100
Zunanja mera, bruto globina v mm	150
Premer v mm	3
Neto teža v kg	0,02
Bruto teža v kg	0,03