


E 755

Modul

za optimalno namestitvev steklovine z ozkim vratom in volumnom 25–100 ml



- Opremljen s 36 šobami (E 470) 2,5 x 90 mm z držali

EAN: 4002513248821 / Številka materiala: 05701590 /
Številka starega materiala: 69575501D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
G 7826	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za steklenice z ozkim vratom	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava pipet/vial	•
Kapaciteta	
Steklenice z ozkim vratom [število]	36
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	130
Zunanja mera, neto širina v mm	492
Zunanja mera, neto globina v mm	496
Zunanja mera, bruto višina v mm	545
Zunanja mera, bruto širina v mm	160
Zunanja mera, bruto globina v mm	530
Neto teža v kg	4,80
Bruto teža v kg	5,40