

ML/2

Magnetna letev

za avtomatsko prepoznavanje vozičkov/nadzor pršilnih ročic



- ML/2 je pogoj za uporabo nadzora pršilnih ročic
- 5 magnetov, za različne kombinacije
- 15 možnih kombinacij

EAN: 4002513274158 / Številka materiala: 05723270 /  
Številka starega materiala: 69745703D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Magnetna letev za avtomatsko prepoznavanje vozičkov	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	9
Zunanja mera, neto širina v mm	25
Zunanja mera, neto globina v mm	275
Zunanja mera, bruto višina v mm	95
Zunanja mera, bruto širina v mm	205
Zunanja mera, bruto globina v mm	315
Neto teža v kg	0,17
Bruto teža v kg	0,32